

NOTE D'ÉTAT CORPOREL DU CHAT

Aide à l'évaluation de la note d'état corporel du chat par la palpation et l'observation des côtes, de la ceinture abdominale et la taille de l'animal.

TROP MAIGRE

1

Les côtes, la colonne vertébrale et les os du bassin du chat sont fortement visibles et il y a une absence totale de graisse corporelle. La taille est très marquée et l'animal n'a pas de ventre.

2

Les côtes et la colonne vertébrale sont clairement visibles et aucune graisse corporelle n'est discernable. La taille est marquée et son abdomen est nettement replié vers le bassin lorsqu'il est observé de profil.

3

Les côtes et la colonne vertébrale sont facilement palpables, visibles et sont recouvertes d'une couche de graisse corporelle minimale. La taille est marquée et l'abdomen clairement replié, sans graisse abdominale.

4

Un animal légèrement en sous-poids présente des côtes palpables et plus ou moins visibles qui sont recouvertes d'une très fine couche de graisse corporelle. La taille est marquée et l'abdomen légèrement replié, avec une couche de graisse abdominale minimale.



IDÉAL

5

Les côtes sont palpables et plus ou moins visibles et sont recouvertes d'une fine couche de graisse corporelle. La taille est marquée et l'abdomen visiblement replié.



EN SURPOIDS

6

Si le chat est en légère surcharge pondérale, ses côtes sont palpables mais ne sont généralement pas visibles et sont recouvertes d'une couche visible de graisse corporelle. La taille n'est pas marquée. Le ventre peut légèrement ressortir et pendre, avec une petite poche de graisse au niveau du ventre.

7

Les côtes sont difficilement palpables ou visibles et sont recouvertes d'une épaisse couche de graisse corporelle. La taille est difficilement discernable. Le ventre ressort et peut pendre, avec une poche de graisse ventrale visible qui peut bouger quand le chat se déplace.

8

Un chat obèse présente des côtes impossibles à palper ou voir qui sont recouvertes d'une très épaisse couche de graisse corporelle. Des amas adipeux supplémentaires sont présents au niveau de la zone lombaire. La taille n'est absolument pas marquée. Le ventre ressort et peut pendre, avec une poche de graisse ventrale évidente qui bouge ou se balance quand le chat se déplace.

9

Les côtes sont impossibles à palper et recouvertes d'une couche marquée ou très épaisse de graisse corporelle. D'importants amas adipeux supplémentaires sont présents au niveau de la zone lombaire, des pattes et autour du visage. La taille n'est absolument pas marquée. Le ventre ressort et pend clairement, avec une poche de graisse ventrale substantielle qui bouge ou se balance quand le chat se déplace.



CALCUL DU BESOIN ÉNERGÉTIQUE (BE) DU CHAT

RACE	K1	ACTIVITÉ	K2	STADE PHYSIOLOGIQUE	K3	CONDITION PATHOLOGIQUE	K4
Sphinx	1,5	Sédentaire (intérieur)	0,8	Adulte entier	70	Surpoids / obésité (-1% / sem)	0,8
Autres	1	Extérieur + Intérieur	0,9	Adulte castré	60	Résistance à l'amaigrissement	0,6
		Actif (extérieur)	1	Chatte : - en gestation - en lactation	100 140-320	Cancer, état catabolique	1 à 2
				Chaton : selon l'âge 0 à 10 semaines 10 à 20 semaines 20 à 30 semaines 30 à 40 semaines	Entier 250 130 100 80 Castré 200 105 80 65		

Reporter les coefficients adaptés à votre patient :

BE =	poids optimal (kg)	X		X		X		X		= kcal/j
------	--------------------	---	------	---	------	---	------	---	------	---------------

BE (KCAL) POUR DES SITUATIONS COURANTES

Poids optimal (kg)	Entier Actif	Castré actif ou entier sédentaire	Castré et sédentaire	Traitement du surpoids si castré et sédentaire
BE =	P* x 70	P* x 60	P* x 60 x 0,8	P* x 60 x 0,8 x 0,8
1	70	60	48	38
1,5	105	90	72	58
2	140	120	96	77
2,5	175	150	120	96
3	210	180	144	115
3,5	245	210	168	134
4	280	240	192	154
4,5	315	270	216	173
5	350	300	240	192
5,5	385	330	264	211
6	420	360	288	230
6,5	455	390	312	250
7	490	420	336	269
7,5	525	450	360	288
8	560	480	384	307

*P = Poids optimal

Exemple de Calcul du BE : Chat de 4 kg (poids optimal), européen, adulte, castré et vivant en appartement (sédentaire)

→ BE = 4 x 60 x 0,8 = 192 kcal/jour

CALCUL DE LA QUANTITÉ D'ALIMENT NÉCESSAIRE POUR COUVRIR LE BE

Quantité Aliment = BE (kcal/j) / DE (kcal/g) = ... g/jour

ALIMENT PHYSIOLOGIQUE CROQUETTES	NON STÉRILISÉ								STERILISÉ								LIVECLEAR®			
	KITTEN Healthy Start Poulet	ADULT Renal Plus Poulet	ADULT Vital Functions Saumon	ADULT Delicate Digestion Dinde	ADULT Delicate Digestion Agneau	ADULT Derma Care Saumon	ADULT Light	SENIOR Longevis Saumon	KITTEN Healthy Start	ADULT Renal Plus Saumon	ADULT Renal Plus Dinde	ADULT Renal Plus Lapin	ADULT Delicate Digestion Poulet	ADULT Savoury Duo Canard	ADULT Savoury Duo Cabillaud	SENIOR Longevis Dinde	KITTEN Dinde	Sterilised ADULT Saumon	Sterilised ADULT Dinde	Sterilised SENIOR Dinde
Densité énergétique (DE) kcal/g	4,29	4,05	3,97	4,15	4,15	3,76	3,81	4,07	4,21	3,69	3,69	3,69	3,73	3,67	3,67	3,81	4,25	3,78	3,82	3,92

ALIMENT PHYSIOLOGIQUE HUMIDE	KITTEN				ADULT	STERILISED					DELICATE			SENIOR
	JUNIOR Onctueuse Terrine à la dinde	KITTEN Tendres morceaux en sauce à la dinde	BABY KITTEN Boîte repas mousse Riche en Poulet	KITTEN Boîte repas mousse Riche en Poulet	Boîte repas Terrine riche en poulet	Tendres Morceaux en sauce au poulet	Tendres Morceaux en sauce au bœuf	Onctueuse Terrine au Cabillaud	Onctueuse Terrine à la dinde 7+	Boîte repas Terrine au saumon et au thon	Tendres Morceaux en sauce au poulet	Tendres Morceaux en sauce au bœuf	Boîte repas Mousse riche en dinde	Boîte repas Mousse au thon
Densité énergétique (DE) kcal/g	3,79	3,66	3,64	3,57	1,08	0,94	0,72	0,81	0,91	1,08	0,94	0,72	0,91	1,28

PRODUIT	CN Convales- cence	DM Diabetes Management			EN GastroIntestinal			HA HypoAllergenic	HP Hepatic	NF Renal Function					OM Obesity Management		UR Urinary		
	Humide	Sec	Boîte	Sachet	Sec	Boîte	Sachet	Sec	Sec	Early Care		Advanced Care			Sec	Sachet	Sec	Boîte	Sachet
										Sec	Sachet	Sec	Boîte	Sachet					
Densité énergétique (DE) kcal/g	1,12	4,19	1,02	0,98	4,15	1,06	1,10	3,64	4,21	3,90	0,99	4,07	1,15	1,22	3,43	0,75	3,80	0,91	0,84

Exemple du chat de 4 kg précédent, atteint de calcul urinaire :

Choix de l'aliment : 100 % Croquettes UR • Quantité aliment = 192 / 3,64 = 53 g/jour • 1 sachet UR 85 g (71,4 kcal) + Croquettes UR • Quantité croquettes = (192-71,4) / 3,64 = 33 g/jour

Lors d'un changement d'aliment, prescrire une transition alimentaire progressive sur 1 semaine minimum.